

長作動距離タイプ MDS-40 125mm、MDS-50、60 180mm

ミニステレオ顕微鏡(固定倍率型)

小型で軽量、長い作動距離を持つ、良く見える使いやすい顕微鏡です。精密な観察をはじめ、機械、装置などにも手軽に装着できます。

標準仕様は接眼レンズ10×、対物レンズ1×、総合倍率10×です。

- MDS-40は接眼レンズと対物レンズの組み合わせで、2.5～40×までの倍率が得られます。
- MDS-50、60は接眼レンズと対物レンズの組み合わせで、5～40×までの倍率が得られます。



MDS-40-P-FR ■ 普通ベース

蛍光灯リング照明

◎標準：10×(接眼レンズ10×)



MDS-40-M-FR ■ マグネットベース

蛍光灯リング照明


◎標準：10×(接眼レンズ10×)



MDS-40-U-FR ■ 万能ベース

蛍光灯リング照明

◎標準：10×(接眼レンズ10×)



MDS-50-P-FR ■ 普通ベース

蛍光灯リング照明

◎標準：10×(接眼レンズ10×)

■ 光学性能表 ミニ型 MDS-50、60、3眼、P 共通

対物レンズ	作動距離	10×(WF)	20×(WF)
1×(固定)	180mm	10×(23mm)	20×(12mm)
1.5×(補助)	130mm	15×(17.25mm)	30×(9mm)
2×(補助)	85mm	20×(11.5mm)	40×(6mm)

■ 光学性能表 ミニ型 MDS-50V、60V、P 共通

対物レンズ	作動距離	10×(WF)	20×(WF)
1～0.5×(変倍)	155mm	10～5×	20～10×
1.5×(補助)	115mm	15～7.5×	30～15×
2×(補助)	80mm	20～10×	40～20×

■ 光学性能表 ミニ型 MDS-40-M、U、P 共通

対物レンズ	作動距離	10×(WF)	20×(WF)
0.5×(補助)	170mm	5×(46mm)	10×(23mm)
1×(固定)	125mm	10×(23mm)	20×(12mm)
2×(補助)	65mm	20×(11.5mm)	40×(6mm)

焦点進退が深く、明るい 作動距離 170mm

ミニステレオ顕微鏡(変倍率型) 5×・10×

両側面の小さな変倍用ツマミの回転で10×(23mm)、5×(45mm)の広い視野での観察が交互にできる顕微鏡です。

●MDS-50V、60V は接眼レンズと対物レンズの組み合わせで2.5～40×の倍率が得られます。



MDS-60-P-FR

■ 普通ベース

蛍光灯リング照明

◎標準：10×(接眼レンズ10×)



MDS-50V-P-FR

■ 普通ベース

蛍光灯リング照明

◎標準：5×、10×(接眼レンズ10×)



MDS-60V-P-FR

■ 普通ベース

蛍光灯リング照明

◎標準：5×、10×(接眼レンズ10×)

補助対物レンズでの倍率変換

3眼ミニステレオ顕微鏡(固定倍率)

10×・15×・20×

カラー TV カメラが付けられる顕微鏡です。機械、装置にも手軽に装着できます。

TV カメラと双眼視用の、3組の対物レンズがセットになっていますから、双眼視とTV カメラの光学的な切り替えはありません。

明るい双眼視による立体像の観察と、カラーテレビでの映像観察が同時にできます。

●双眼視の倍率は5～40×、TV 映像の倍率は補助対物レンズの交換で10×、15×、20×の3通りです。

MDS-50T-P-LA100-R50-TVC

ハロゲンリング照明、カラー TV カメラ

◎標準：10×(接眼レンズ10×)



TV カメラ C マウント・ミニ

- 3眼鏡筒部に取り付けます。視野内のイメージからTVに映ります。
- カラーコピー機の接続で、きれいなフォトコピーができます。